

KUPUJĄC WIĘCEJ - OSZCZĘDZASZ

ZADZWOŃ - WYNEGOCYJ LEPSZĄ CENĘ

**Filorga Art Filler** - lepkosprężysty, bezbarwny i sterylny żel usieciowanego kwasu hialuronowego pochodzenia niezwierzęcego, apirogeny oraz biozgodny, w którym zastosowaną innowacyjną technologię Tri-Hyal, która polega na zastosowaniu 3 rodzajów kwasu hialuronowego. Co daje możliwość pracy na trzech poziomach: modelowanie, wolumetria oraz wygładzanie.



**ART-FILLER® Fine Lines** z lidokainą przeznaczony jest do wygładzenia zmarszczek powierzchniowych i wypełnienia niewielkich ubytków (kurze łapki i drobne zmarszczki wokół ust).  
20mg/ml, lidocaina  
2x1ml  
Igła: 2x30G1/2

**480,-/opak.**

**3 opak. - 1380,- 460,-/op.**  
**5 opak. - 2200,- 440,-/op.**



**ART-FILLER® Universal** przeznaczony jest do wypełnienia średnio głębokich i głębokich zmarszczek i fałd oraz do zwiększenia objętości ust i poprawy ich konturu.  
25mg/ml, lidocaina  
2x1,2ml  
Igła: 2x27G<sup>1/2</sup>

**570,-/opak.**

**3 opak. - 1680,- 560,-/op.**  
**5 opak. - 2700,- 540,-/op.**



**ART-FILLER® Lips** przeznaczony jest do zwiększenia objętości i/lub poprawy konturu ust oraz wypełnienia średnio głębokich i głębokich zmarszczek i fałd.  
25mg/ml, lidocaina  
2x1ml  
Igła: 2x27G<sup>1/2</sup>

**580,-/opak.**

**3 opak. - 1680,- 560,-/op.**  
**5 opak. - 2750,- 550,-/op.**



**Filorga Art Filler Volume** to lepkosprężysty, bezbarwny i sterylny żel usieciowanego kwasu hialuronowego pochodzenia niezwierzęcego, apirogeny oraz biozgodny. ART-FILLER® Volume przeznaczony jest do odbudowy utraconej objętości twarzy.  
25mg/ml, lidocaina  
2x1,2ml  
Igła: 2x25G<sup>1/2</sup>

**600,-/opak.**

**3 opak. - 1740,- 580,-/op.**  
**5 opak. - 2850,- 570,-/op.**



**Filorga NCTF 135 HA** to rewelacyjny produkt do mezoterapii. Głównie zastosowanie to zapobieganie starzeniu się skóry. Powoduje poprawę jakości skóry, nawilżenie, redukcję powierzchniowych zmarszczek, wyrównuje koloryt, zmniejsza pory.

**Skład:** Kwas hialuronowy 5mg/ml, zestaw 12 witamin, 23 aminokwasy, 6 koenzymów, 6 minerałów, 1 antyoksydant  
**Opakowanie:**

Ampułka 1x3ml, opakowanie: 5x3ml

**480,-/opak.**

**3 opak. - 1410,- 470,-/op.**  
**5 opak. - 2300,- 460,-/op.**

# STYLAGE

# 2

# superderm.pl

KUPUJĄC WIĘCEJ - OSZCZĘDZASZ

ZADZWOŃ - WYNEGOCUJ LEPSZĄ CENĘ

Seria wypełniaczy **STYLAGE®** jest jednofazowym, sterylnym, usieciowanym, przeciwutleniającym żelem opartym na kwasie hialuronowym, pochodzenia niezwierzęcego i biokompatybilnej surowicy hialuronianowej, która perfekcyjnie unosi nawet najgłębsze zmarszczki.

Zawarty w preparacie antyoksydant (mannitol) odgrywa ważną rolę w eliminowaniu skutków działania wolnych rodników na skórę właściwą, zatrzymując wszelką degradację żelu oraz ryzyko zapalenia po iniekcji.



STYLAGE S jest skuteczny w wypełnianiu: drobne zmarszczki, które nie są głębokie ; tzw. kurze łapki, tzw. łwia zmarszczka, drobne zmarszczki na policzkach, zmarszczki wokół okolicy ust, dolina łez , cienie pod oczami. 16 mg / g

2 x 0,8 ml ampułko-strzykawki, sterylne, bezłateksowe strzykawki z żelem STYLAGE S.  
4 jałowe igły jednorazowe 30G½

**510,-/opak.**

**3 opak. - 1500,- 500,-/op.**

**5 opak. - 2450,- 490,-/op.**

STYLAGE S z lidokainą jest skuteczny w wypełnianiu: drobne zmarszczki, które nie są głębokie ; tzw. kurze łapki, tzw. łwia zmarszczka, drobne zmarszczki na policzkach, zmarszczki wokół okolicy ust, dolina łez , cienie pod oczami. 16 mg / g

2 x 0,8 ml ampułko-strzykawki, sterylne, bezłateksowe strzykawki z żelem STYLAGE S.

4 jałowe igły jednorazowe 30G½

**520,-/opak.**

**3 opak. - 1530,- 510,-/op.**

**5 opak. - 2500,- 500,-/op.**



STYLAGE M jest skuteczny w wypełnianiu: korygowanie fałdów nosowo-wargowych, wypełnianie zmarszczek powierzchniowych, tzw. linie marionetki, eliminowanie garbu nosa i uniesienie czubka nosa, kształtowanie płatka ucha. 20mg/ml

2 x 1.0 ml ampułko-strzykawki, sterylne, bezłateksowe strzykawki z żelem STYLAGE M.

4 jałowe igły jednorazowe 30G½

**590,-/opak.**

**3 opak. - 1740,- 580,-/op.**

**5 opak. - 2850,- 470,-/op.**

KUPUJĄC WIĘCEJ - OSZCZĘDZASZ

ZADZWOŃ - WYNEGOCYJ LEPSZĄ CENĘ



STYLAGE M z lidokainą jest skuteczny w wypełnianiu: korygowanie fałdów nosowo-wargowych, wypełnianie zmarszczek powierzchniowych, tzw. linie marionetki, eliminowanie garbu nosa i uniesienie czubka nosa, kształtowanie płatka ucha. 20mg/ml

2 x 1.0 ml ampułko-strzykawkę, sterylne, bezłateksowe strzykawkę z żelem STYLAGE M. 4 jałowe igły jednorazowe 30G½

**550,- /opak.**

**3 opak. - 1530,- 510,-/op.**

**5 opak. - 2500,- 500,-/op.**

STYLAGE L z lidokainą jest skuteczny w wypełnianiu: najgłębszych zmarszczek, głębokich fałd nosowo-wargowych, tzw. linie marionetki, przywracanie objętości z tyłu rąk 24mg/ml

2 x 1.0 ml ampułko-strzykawkę, sterylne, bezłateksowe strzykawkę z żelem STYLAGE M. 4 jałowe igły jednorazowe 27G½

**660,- /opak.**

**3 opak. - 1920,- 640,-/op.**

**5 opak. - 3100,- 620,-/op.**



STYLAGE XL z lidokainą jest skuteczny w wypełnianiu: korekta objętości twarzy (wolumetria), korekta konturów twarzy, zwiększenie objętości kości policzkowych, opadanie powiek (upuszczenie górnej powieki). 26mg/ml

2 x 1.0 ml ampułko-strzykawkę, sterylne, bezłateksowe strzykawkę z żelem STYLAGE M. 4 jałowe igły jednorazowe 27G½

**770,- /opak.**

**3 opak. - 2280,- 760,-/op.**

**5 opak. - 3700,- 740,-/op.**

KUPUJĄC WIĘCEJ - OSZCZĘDZASZ

ZADZWOŃ - WYNEGOCYJ LEPszą CENĘ

## Juvéderm™ ULTRA™

To seria wysoce usieciowanych preparatów do subtelnej korekty zmarszczek i deprecji skóry. Juvéderm to biokompatybilny, usieciowany kwas hialuronowy. Zapewnia natychmiastowe efekty nawilżenia przy jednoczesnym zwiększaniu objętości.



### JUVÉDERM ULTRA 2

Służy do korekty drobnych zmarszczek w górnej powierzchni skóry właściwej. Używaj również do definiowania kształtu i objętości ust. 24mg/ml, lidocaina

2x0,55ml

Igła: 2x30G

**400,-/opak.**

**3 opak. - 1170,- ~~390,-/op.~~**

**5 opak. - 1900,- ~~380,-/op.~~**



### JUVÉDERM ULTRA 3

Poprawia kontur i objętość ust. Juvéderm Ultra 3 to gęściejsza postać HA, pozwala na większą wszechstronność w zakresie konturowania i objętości, linii twarzy i fałd nosowo-wargowych, wypełniając głębsze zmarszczki i zwiększając objętość ust.

24 mg / g, lidocaina

2 x 1.0 ml ampułko-strzykawki,

Igła 27G

**730,-/opak.**

**3 opak. - 2130,- ~~710,-/op.~~**

**5 opak. - 3500,- ~~700,-/op.~~**



### JUVÉDERM ULTRA 4

Silnie usieciowany, odporny na degradację, służy do zwiększania objętości głębszych ubytków i korygowania głębszych fałd oraz zmarszczek, w tym zwiększania objętości na policzkach i brodzie. 24 mg / g, lidocaina

2 x 1.0 ml ampułko-strzykawki,

Igła 27G

**720,-/opak.**

**3 opak. - 2130,- ~~710,-/op.~~**

**5 opak. - 3500,- ~~700,-/op.~~**

KUPUJĄC WIĘCEJ - OSZCZĘDZASZ

ZADZWOŃ - WYNEGOCYJ LEPSZĄ CENĘ

HyaFilia jest produktem na bazie kwasu hialuronowego usieciowanego, który służy do rekonstrukcji tkanek twarzy i ciała. HyaFilia zaleca się stosować w celu korekty lekkich, umiarkowanych i ciężkich zmarszczek na twarzy i ciele a także do blizn potrądzikowych.

HyaFilia jest produkowana przez CHA Hospital Group, najlepszy instytut medyczny kobiet w Korei, znany również jako luksusowe centrum leczenia przeciwstarzeniowego dla celebrytów.

HyaFilia bardzo dobrze przyjęła się na rynku ze względu na łatwość podawania, przewidywalną skuteczność, dobry profil bezpieczeństwa oraz szybką rekonwalescencję pacjenta. Sieciowane zastosowane w HyaFilia HA tworzy bardziej trwałą HyaFilia jest pochodzenia niezwierzęcego co zapewnia długotrwałe efekty bez reakcji alergicznych.

**HyaFilia Petit** zaleca się stosować w celu korekty lekkich, umiarkowanych i ciężkich zmarszczek na twarzy i ciele a także do blizn potrądzikowych.

**HyaFilia Petit z lidokainą** służy do powierzchniowych zmarszczek czoła, okolic oka, okolic ust i szyi.

- stężenie HA 20 mg /ml
- Lidokaina HCl 0,3%
- opakowanie 1x1.0ml

3 opak. - 600,- 200,-/op.

5 opak. - 950,- 190,-/op.



220,-/opak.



220,-/opak.

**HyaFilia Plus z lidokainą** przeznaczona jest do średnich ubytków takich jak: okolice ust, linie marionetki oraz usta.

- stężenie HA 20 mg /ml
- Lidokaina HCl 0,3%
- opakowanie 1x1.0ml

3 opak. - 600,- 200,-/op.

5 opak. - 950,- 190,-/op.

**HyaFilia Grand Plus z lidokainą** przeznaczony jest do głębszych zmarszczek i wolumetrii.

- stężenie HA 20 mg /ml
- Lidokaina HCl 0,3%
- opakowanie 1x1.0ml

3 opak. - 600,- 200,-/op.

5 opak. - 950,- 190,-/op.



220,-/opak.

KUPUJĄC WIĘCEJ - OSZCZĘDZASZ

ZADZWOŃ - WYNEGOCYJ LEPSZĄ CENĘ

Dermfiller to seria wypełniaczy w niemieckiej technologii 3D, dzięki czemu cząsteczki kwasu hialuronowego do samego końca zachowują dużą zdolność wchłaniania wody, co oznacza, że DermfillerHA zachowuje swoją objętość nawet w trakcie degradacji.

- optymalne połączenie różnej wielkości cząsteczek
- najlepsze właściwości lepkości-prężyste, co zapobiega przemieszczaniu po aplikacji
- powielone struktury sieci, by wydłużyć okres wchłaniania i rozpadu
- nasze cząsteczki HA w połączeniu z dużą ilością wody budują wiązania wodorowe, które tworzą matrycę w skórze, a to dodatkowo reguluje ciśnienie osmotyczne tworząc barierę fizyczną



#### Dermfiller FINE

Kwas hialuronowy usieciowany. Najbardziej elastyczny i miękki z serii Dermfiller. Stosuje się do płytszych zmarszczek czoła, okolic oczu, nad ustami, dłoni. Można rewitalizować większe powierzchnie twarzy dla utrzymania nawilżenia i jędrności.

20mg/ml

igła: 27G

W każdym opakowaniu ankieta medyczna. **1x1ml - 200,-**

**1x2ml - 320,-**

**10ml - 1100,-**



#### Dermfiller DEEP Lips

Nadaje się do korekcji ust, linii marionetki, płytkich zmarszczek nosowo-wargowych, opadających kąteków ust, nad górną wargą oraz do augmentacji ubytków średnio zaawansowanych, można stosować przy ubytkach po ospie. Ogólnie ten kwas jest najbardziej uniwersalny. Bardzo plastyczny, sam się rozprowadza, nie grudkuje. Rekomendowany dla osób, które zaczynają pracę z wypełniaczami.

21mg/ml


igła: 26G

W każdym opakowaniu ankieta medyczna.

**1x1ml - 200,-**

**1x2ml - 320,-**

**10ml - 1100,-**



#### Dermfiller DERM

Polecany do konturowania ust i wypełniania powierzchni nad ustami. Ten rodzaj kwasu przy ustach daje naturalny efekt wypełnienia-nawilżenia. Polecany zwłaszcza przy pierwszej augmentacji ust i dla osób, które oczekują naturalnych efektów. Stosowany także do wypełniania głębszej łwiej zmarszczki, można stosować przy ubytkach po ospie.

20mg/ml

igła: 27G

W każdym opakowaniu ankieta medyczna.

**1x1ml - 200,-**

**1x2ml - 320,-**

**10ml - 1100,-**



#### Dermfiller DEEPER

Kwas hialuronowy o większym stężeniu HA i mocniej usieciowany. Mniej elastyczny od Fine, Derm i Deep Lips. Kwas do bruzd i głębszych ubytków. Zaleca się głębszą aplikację i delikatny masaż po augmentacji. Stosowany najczęściej do: bruzd nosowo-wargowych, nosa, policzków.

23mg/ml

igła: 26G

W każdym opakowaniu ankieta medyczna.

**1x1ml - 200,-**

**1x2ml - 320,-**

**10ml - 1100,-**

KUPUJĄC WIĘCEJ - OSZCZĘDZASZ

ZADZWOŃ - WYNEGOCYJ LEPSZĄ CENĘ



**Dermifiller SUB-Q**

Kwas hialuronowy o największym stężeniu i najmniej elastyczny. Posiada za to bardzo dobre właściwości nadające objętość. A także najlepiej nadaje się jako stelaż przy skórze „ciężkiej”. Wypełniamy takiej miejsca jak: bruzdy nosowo-wargowe, policzki, nos, broda a także ubytki na ciele (biust, pośladki itp.).

25mg/ml

igła: 25G

W każdym opakowaniu ankieta medyczna.

1x1ml - **200,-**

1x2ml - **320,-**

10ml - **1100,-**

**KWAS HIALURONOWY NIEUSIECIOWANY W AMPUŁKOSTRZYKAWCE  
15mg/ml albo 20mg/ml**

**Zastosowanie**

Implantacja podskórna metodą mezoterapii igłowej. Pielęgnacja skóry, nawilżanie i ujędrnianie skóry.

**Efekt**

Odmłodzenie skóry, skóra zliftingowana, nawilżenie skóry, widoczna poprawa jakości skóry, odmłodzenie i odbudowa tkanki podskórnej.

Sterylny, apirogeny, nie powoduje uczuleń, łatwy w aplikacji, długotrwałe efekty.



1ml - 15mg/ml **85,-**

- ▶ ankieta medyczna
- ▶ zalecenia pozabiegowe



2ml - 15mg/ml **120,-**

- ▶ ankieta medyczna, zalecenia pozabiegowe
- ▶ konektor, strzykawka sterylna



3ml - 15mg/ml **150,-**

- ▶ ankieta medyczna, zalecenia pozabiegowe
- ▶ konektor, strzykawka sterylna



1ml - 20mg/ml **100,-**

- ▶ ankieta medyczna
- ▶ zalecenia pozabiegowe



2ml - 20mg/ml **140,-**

- ▶ ankieta medyczna, zalecenia pozabiegowe
- ▶ konektor, strzykawka sterylna



3ml - 20mg/ml **190,-**

- ▶ ankieta medyczna
- ▶ zalecenia pozabiegowe

KUPUJĄC WIĘCEJ - OSZCZĘDZASZ

ZADZWOŃ - WYNEGOCUJ LEPSZĄ CENĘ

Gama produktów CytoCare® to ekskluzywne koktajle do mezoterapii francuskiego Laboratorium RevitaCare® dające efekty odmłodzenia i wygładzenia skóry. Wyjątkowa skuteczność tkwi w składzie. Oprócz zawartości kwasu hialuronowego w skład CytoCare® wchodzi 55 aktywnych składników, w tym witaminy, sole nieorganiczne i aminokwasy. Dzięki CytoCare® biologiczny kapitał skóry jest zachowany, a efekty starzenia zatrzymane. Intensywne nawodnienie i regeneracja skóry oraz lepsza kondycja, to tylko niektóre korzyści wynikające z zastosowania CytoCare®. Synergiczne działanie witamin, aminokwasów i minerałów z kwasem hialuronowym przyspiesza regenerację komórkową.

Dzięki unikatowej kompozycji witamin, CytoCare® nadaje skórze spektakularnego blasku i promienistości, powoduje wygładzenie drobnych zmarszczek poprzez stymulację do produkcji nowych komórek, a także stymuluje fibroblasty do produkcji kolagenu.

**CYTOCARE 516**

Cytocare 516 został zaprojektowany w celu zapobiegania przedwczesnemu starzeniu. Jeśli chcesz zachować młodzieńczy blask, to Cytocare może pomóc Ci to osiągnąć, dostarczając skórze najlepsze komponenty, aby zregenerować skórę właściwą.

Cytocare 516: uzupełnia nawodnienie skóry, przywraca blask skórze, opóźnia pojawianie się drobnych zmarszczek.

Skład: kwas hialuronowy, aminokwasy, witaminy, sole nieorganiczne

1x5ml -	<b>72,-</b>	
5x5ml -	<b>350,-</b>	- 70,-/szt.
10x5ml -	<b>690,-</b>	- 69,-/szt.
40x5ml -	<b>2600,-</b>	- 65,-/szt.

**CYTOCARE 532**

Opracowany w celu leczenia utraty elastyczności i jędrności skóry, Cytocare 532 redukuje zmarszczki, dodając jednocześnie skórze blasku. Cytocare 532 został zaprojektowany w celu wygładzenia zmarszczek, zapewniając jednocześnie jędrność i elastyczność. Jeśli chcesz zachować młodzieńczy blask, to Cytocare 532 może pomóc Ci to osiągnąć regenerując skórę właściwą.

Cytocare 532: uzupełnia nawodnienie, dodaje blasku skórze, opóźnia pojawianie się drobnych linii i zmarszczek.

Skład: kwas hialuronowy, aminokwasy, witaminy, sole nieorganiczne

1x5ml -	<b>115,-</b>	
5x5ml -	<b>550,-</b>	- 110,-/szt.
10x5ml -	<b>950,-</b>	- 95,-/szt.
40x5ml -	<b>3600,-</b>	- 90,-/szt.

**CYTOCARE S-LINE**

Linia Cytocare S daje natychmiastowy efekt rozjaśnienia. Zmniejszają widoczność drobnych linii i zmarszczek, nawilżają i poprawiają koloryt skóry oraz silnie ją regenerują. Linia Cytocare S-line jest przeznaczona do wstrzykiwania do średniej lub powierzchniowej skóry właściwej. Obszary leczenia obejmują twarz, szyję i grzbiety dłoni.

Skład: kwas hialuronowy, aminokwasy, witaminy, sole nieorganiczne

1 opak. -	<b>315,-</b>	
3 opak. -	<b>930,-</b>	- 310,-/szt.
5 opak. -	<b>1500,-</b>	- 300,-/szt.





KUPUJĄC WIĘCEJ - OSZCZĘDZASZ

ZADZWOŃ - WYNEGOCYJ LEPSZĄ CENĘ

**Mesohyal™** to najszersza gama wyrobów medycznych certyfikowanych CE klasy III, służących do podania śródskórnego w zabiegach na twarz i ciało. To plastyczne, bezpieczne i wydajne w użyciu preparaty, z powodzeniem wykorzystywane w różnorodnych zabiegach anti-aging, mogą być stosowane samodzielnie lub jako składowe koktajle. Dają natychmiastową i długotrwałą poprawę wyglądu skóry.

#### W 100% WYGODNE W ZASTOSOWANIU

- ➔ Po ustaleniu potrzeb skóry pacjenta i wyborze programu leczenia, należy dobrać skład koktajlu mesohyal™ i przeprowadzić terapię, optymalnie w kilku sesjach.

#### W 100% BEZPIECZNE

- ➔ **Preparaty mesohyal™** posiadają certyfikat CE, który potwierdza ich zgodność z dyrektywą Rady Europejskiej MDD 93/42/EWG w sprawie wyrobów medycznych.
- ➔ Znak CE gwarantuje jakość produktu oraz jego bezpieczeństwo wynikające z procedur i poprawności wszystkich procesów tworzenia produktu: od opracowania formuły produktu po jego produkcję, marketing i dystrybucję.
- ➔ Efektem tego działania są produkty, które są bezpieczne i optymalne do stosowania w wyznaczonych wskazaniach.
- ➔ Mesoesthetic PHARMA GROUP posiada certyfikat jakości ISO 13485:2012, poświadczający zgodność z wymaganiami systemu zapewnienia jakości, określonymi w dyrektywach w sprawie wyrobów medycznych.

#### W 100% SKUTECZNE

- ➔ Kwas hialuronowy, który jest podstawowym składnikiem skóry, jest także sercem całej linii mesohyal™ i jej głównym składnikiem aktywnym.
- ➔ Występuje w nieusieciowanej formie
- ➔ Produkt nie jest pochodzenia zwierzęcego
- ➔ Kwas hialuronowy posiada zdolność wiązania wody w skórze, dostarczony za pomocą mezoterapii rekompensuje utratę naturalnego kwasu hialuronowego.
- ➔ Produkty gamy mesohyal™ zawierają kwas hialuronowy w połączeniu z różnymi substancjami aktywnymi takimi jak: witaminy, koenzymy i aminokwasy, itp., które są dobrze tolerowane, doskonale wchłaniają się i integrują w skórze właściwej.
- ➔ Dostarczanie tych substancji wspomaga produkcję kolagenu i elastyny, przywracając gęstość skórze.

### Gama produktów mesohyal

Intensywne nawilżenie i odmłodzenie skóry

#### mesohyal™ KWAS HIALURONOWY

Żelowy roztwór zawierający wysokoskoncentrowany, nieusieciowany kwas hialuronowy 15 mg/ml, 45 mg w ampułce  
Odżywia i nawilża naskórek i skórę, zwiększa elastyczność skóry, wygładza drobne i powierzchowne zmarszczki.



198,-

Elastyczność i jędrność

#### mesohyal™ DMAE

Kwas hialuronowy + Dimetyloaminoetanol (3%).  
Przywraca jędrność starzejącym się tkankom, efektywnie przeciwdziałając wiotczeniu skóry.



26,-

KUPUJĄC WIĘCEJ - OSZCZĘDZASZ

ZADZWOŃ - WYNEGOCUJ LEPSZĄ CENĘ

Działanie przeciwrodnikowe, rozjaśnienie i wyrównanie kolorytu skóry

**mesohyal<sup>®</sup>  
NCTC 109**

Rewitalizujący roztwór na bazie kwasu hialuronowego zawierający witaminy, kwasy, sole mineralne i enzymy. Korekcja zmarszczek, zapobieganie starzeniu, biorewitalizacja skóry.



121,-

Regeneracja tkanki skóry

**mesohyal<sup>®</sup>  
KRZEM ORGANICZNY**

Kwas hialuronowy + krzem. Stabilizuje i utrzymuje strukturę tkanek skóry, stymulując wytwarzanie fibroblastów i wspierając biosyntezę włókien kolagenowych, elastyny i proteoglikanów.



21,-

Ochrona błony komórkowej

**mesohyal<sup>®</sup>  
X-DNA**

Kwas hialuronowy + Deoksyrybonukleotydy sodu. Chroni błonę komórkową przed działaniem wolnych rodników i stymuluje naprawę skóry poprzez wspieranie syntezy kolagenu.



178,-

Reaktywacja metabolizmu komórek skóry i skóry głowy

**mesohyal<sup>®</sup>  
BIOTYNA**

Kwas hialuronowy + biotyna, i kompleks witamin z grupy B. Rekompensuje niedobór witamin i minerałów w skórze głowy, odpowiedzialny za osłabienie i przedwczesne wypadanie włosów.



17,-

Stymulacja macierzy zewnątrzkomórkowej

**mesohyal<sup>®</sup>  
OLIGOELEMENTY**

Kwas hialuronowy + 9 oligoelementów. Aktywuje procesy metaboliczne skóry i stymuluje wzrost oraz biologiczne funkcje komórkowe, wzmacniając tym samym strukturę skóry i zmniejszając objawy starzenia.



20,-

Efekt detoksykacji i drenowania

**mesohyal<sup>®</sup>  
WYCIĄG Z KARCZOCHA**

Kwas hialuronowy + wyciąg z karczocha i sole mineralne. Ma działanie oczyszczające, stymulujące odprowadzanie limfy oraz zmniejszające zatrzymywanie płynów w tkankach, obrzęki i uczucie opuchnięcia.



11,-

Przyspiesza metabolizm kwasów tłuszczowych

**mesohyal<sup>®</sup>  
L-KARNITYNA**

Kwas hialuronowy + L-karnityna (20%). L-karnityna działa antycellulitowo oraz zwiększa metabolizm komórkowy.



21,-

Aktywuje mikrokrążenie

**mesohyal<sup>®</sup>  
WYCIĄG Z NOSTRZYKA**

Kwas hialuronowy + wyciąg z nostrzyka, trokserutyna i sole mineralne. Zwiększa mikrokrążenie i zmniejsza zatrzymywanie płynów. Wspiera odprowadzanie limfy i aktywuje powrotny przepływ krwi.



17,-

Działanie przeciwrodnikowe, rozjaśnienie i wyrównanie kolorytu skóry

**mesohyal<sup>®</sup>  
WITAMINA C**

Kwas hialuronowy + Witamina C w stężeniu 20% + sole mineralne. Hialuronian sodu: pochodzenia biotechnologicznego/nie-ustielowany, w stężeniu 2,5 mg/ml. Łagodzi i zapobiega uszkodzeniu oksydacyjnemu komórek naskórka, spowodowanemu przez promieniowanie UV. Rozjaśnia skórę i działa przeciwrodnikowo.



18,-

KUPUJĄC WIĘCEJ - OSZCZĘDZASZ

ZADZWOŃ - WYNEGOCUJ LEPSZĄ CENĘ



**KRZEM 1%**  
antyaging, odbudowa,  
stymulator kolagenu

1x5ml

10,-



**DMAE 3%**  
lifting, napięcie, antyaging

1x2ml

10,-



**WITAMINA C 20%**  
rozjaśnienie, wzmocnienie  
naczyń, silny antyoksydant  
likwidacja pajączków

1x5ml

10,-



**L-KARNITYNE**  
modelowanie sylwetki,  
likwidacja tłuszczu, cellulit

1x5ml

10,-



**MELILOT+RUTYNA**  
uszczelnianie i wzmacnianie  
naczyń krwionośnych, trądzik  
różowaty

1x5ml

9,-



**CAFFEINE**  
cellulit, tkanka tłuszczowa,  
wypadanie włosów

1x2ml

9,-



**ACTIVE PEPTIDE + HA**  
biorewitalizacja, zagęszczenie  
skóry, rozjaśnienie

10ml

50,-



**FOSFATYDYLOCHOLINA**  
rozpuszcza tłuszcz, cellulit,  
modelowanie sylwetki

5ml

15,-



**KWAS HIALURONOWY 1%**  
nawilżenie, regeneracja,  
wypełnienie

1x2ml

16,-



**EXTRAKT Z KARCZOCHA**  
oczyszczająco, likwiduje obrzęki,  
cellulit

1x5ml

9,-



**KWAS HIALURONOWY 3%**  
nawilżenie, regeneracja, wypełnienie

1x5ml

50,-

KUPUJĄC WIĘCEJ - OSZCZĘDZASZ

ZADZWOŃ - WYNEGOCYJ LEPSZĄ CENĘ

## PREPARATY BIOSTYMULUJĄCE - REWOLUCJA W KOSMETYCE

Preparaty biostymulujące, to preparaty silnie ukierunkowane na skuteczne i bardzo intensywne działanie na wybrany obszar zabiegowy.

Użyte składniki są mocno skoncentrowane na wywołaniu pożądanego efektu. Preparaty biostymulujące działają na poziomie komórkowym przez co osiągnięte rezultaty są trwalsze. Preparaty **Natinuel** to jedyne na rynku produkty tak silnie ukierunkowane na nowotworzenie kolagenu, lifting i odbudowę ubytków spowodowanych wiekiem. Najwyższa jakość i dbałość o standardy klasyfikują produkty marki **Natinuel** na najwyższej półce.

## RESTRUCTURE SKIN Natinuel

Zabieg wskazany w celu poprawy estetyki skóry twarzy i ciała poprzez zwiększenie spójności skóry właściwej.

### Mechanizm działania:

- ➔ Zawiera hipertoniczny roztwór kwasowy o drażniącym działaniu oraz aminokwasy.
- ➔ Substancje drażniące wywołują reakcję zapalną skóry właściwej.
- ➔ W następstwie takiej reakcji tworzy się kolagen o działaniu fibrogennym.
- ➔ Z czasem wykazuje on tendencje do zagęszczania na skutek obkurczania się włókien i takie zagęszczanie powoduje rozciąganie hipotonicznej tkanki skórnej.
- ➔ Estetycznym przejawem takiego zagęszczania jest efekt liftingu skóry.
- ➔ Mediatorzy stanu zapalnego (interleukiny) wiążą się z CD40 kierując syntezę kolagenu w kierunku tworzenia się kolagenu o działaniu fibrogennym.
- ➔ W końcu w środowisku kwaśnym naładowanym dodatnio łatwiej dochodzi do wydzielania fragmentów grupy karboksylowej prokolagenu (naładowanych ujemnie) gdzie najlepiej tworzy się kolagen pierwszego typu.
- ➔ Umożliwia to zagęszczenie skóry, które wraz z obkurczaniem się włókien, prowadzi do napięcia skóry.

### RESTRUCTURE SKIN Natinuel - 3x10ml (twarz)



#### Sposób stosowania:

Produkt znajduje zastosowanie na wszystkie obszary hipotoniczne (można wprowadzać również za pomocą urządzenia do mezoterapii SKIN PEN-Natinuel). Zabieg przeprowadza się raz w tygodniu przez 4 aplikacje następnie należy odczekać miesiąc przed powtórzeniem zabiegu.

**1x opak. 3x10ml - 240,-**  
**3 opak. - 230,- /opak.**

### Restructure Skin Body Natinuel 1x20 ml (ciało)



#### Sposób stosowania:

Produkt znajduje zastosowanie na wszystkie obszary hipotoniczne (można wprowadzać również za pomocą urządzenia do mezoterapii SKIN PEN-Natinuel). Zabieg przeprowadza się raz w tygodniu przez 4 aplikacje następnie należy odczekać miesiąc przed powtórzeniem zabiegu.

#### Ostrzeżenia:

Produkt przeznaczony do użytku wyłącznie na ciało.

**1x opak. 1x20ml - 250,-**  
**3 opak. - 240,- /opak.**

## NORMALIZE SKIN Natinuel - preparat bio-stymulujący kolagen III - 3 x 10 ml (twarz i ciało)

Zabieg wskazany w celu optymalizacji fizjologii skóry twarzy oraz zapobiegania procesowi starzenia.

### Mechanizm działania:

- ➔ W skórze dochodzi do ciągłych przegrupowań komponentów biologicznych. Metaloproteazy hydrolizują makrocząsteczki skóry a fibroblast je przekształca.
- ➔ Aby to osiągnąć należy pobudzić działanie fibroblastów oraz ograniczyć działanie metaloproteaz.
- ➔ Przy pomocy Normalize Skin pobudzane są receptory fibroblastów z fragmentem kwasu hialuronowego połączonym z CD44, stymulując ich działanie anaboliczne.
- ➔ Dostarczamy pobudzonym fibroblastom aminokwasy, co prowadzi do tworzenia się nowych składników skóry właściwej, w tym kolagenu typu III.
- ➔ Stosując cysteinę hamujemy działanie metaloproteaz, które niszczą macierz skórną (cysteina pełni funkcję regulacyjną w stosunku do układu metaloproteaz skóry właściwej poprzez blokowanie ich działania).
- ➔ Dodanie przeciwutleniaczy chroni przed uszkodzeniem spowodowanym przez wolne rodniki, redukując uszkodzenia będące skutkiem chronostarzenia.
- ➔ Cholina, która pobudza cholinergiczny układ naskórka, reguluje rozwój keratynocytów redukując uszkodzenia skóry powstałe w wyniku fotostarzenia.

**1x opak. 3x10ml - 234,-**  
**3 opak. - 224,- /opak.**



#### Sposób stosowania:

Produkt znajduje zastosowanie na wszystkie obszary hipotoniczne (można wprowadzać również za pomocą derma-pen).

Zabieg przeprowadza się raz w tygodniu przez 4 aplikacje, następnie 2 zabiegi co 15 dni, a w celu podtrzymania efektów zaleca się jeden zabieg na 2-3 miesiące.

KUPUJĄC WIĘCEJ - OSZCZĘDZASZ

ZADZWOŃ - WYNEGOCUJ LEPSZĄ CENĘ

### Stymulator napięcia mięśniowego - MUSCLE NORMALIZE Natinuel

Zabieg wskazany w celu poprawy napięcia mięśni poprzez zwiększenie siły skurczu mięśni warstwy podstawnej.

#### Mechanizm działania:

- ➔ Proces obkurczania się mięśni ma miejsce gdy w złączeniu nerwowo-mięśniowym uwalniana jest acetylocholina.
- ➔ W fazie spoczynku zawsze uwalniana jest niewielka ilość acetylcholino, która utrzymuje napięcie mięśni.
- ➔ Starzenie się powoduje zmniejszenie wydzielania neuroprzebieżników, a w konsekwencji również zmniejszenie ilości uwalnianie acetylcholino.
- ➔ To prowadzi do obniżenia napięcia mięśniowego i „wiednięcia mięśni”.
- ➔ Usunięcie tej niedoskonałości opiera się na wzmocnieniu napięcia mięśniowego mięśni twarzy w celu poprawy rozciągania tkanek skóry.
- ➔ Acetylcholina jest pochodną cholino (która z kolei jest pochodną DMAE).
- ➔ Dlatego podanie tego prekursora na poziomie mięśni prowadzi do poprawy stężenia poziomu acetylcholino oraz poprawia napięcie tkanek.
- ➔ Jeśli chodzi o twarz, zabieg stosowany jest na bocznej części brzucha czołowego w celu podniesienia brwi, na dolną część mięśnia okrężnego oka w celu napięcia dolnej powieki oraz na oba mięśnie jarzmowe w celu podniesienia kącików ust.
- ➔ Jeśli chodzi o ciało, zabieg stosowany jest na bocznej i dolną część mięśnia piersiowego w celu podniesienia piersi oraz górną część mięśnia pośladkowego aby podnieść pośladki.

### Stymulator napięcia mięśniowego - MUSCLE NORMALIZE Natinuel - 3 x 10 ml (twarz)



#### Sposób stosowania:

Produkt znajduje zastosowanie na mięśnie hipotoniczne twarzy i ciała (można wprowadzać również za pomocą derma-pen). Zabieg przeprowadza się co 15 dni przez 4 aplikacje, następnie 1 zabieg raz na 2-3 miesiące w celu podtrzymania efektów.

1x opak. 3x10ml - **260,-**  
3 opak. - **250,- /opak.**

### MUSCLE NORMALIZE BODY Natinuel preparat bio-stymulujący napięcie mięśniowe - 1x20 ml



#### Sposób stosowania:

Produkt znajduje zastosowanie na mięśnie hipotoniczne ciała (można wprowadzać również za pomocą urządzenia do mezoterapii derma-pen). Zabieg przeprowadza się co 15 dni przez 4 aplikacje, następnie 1 zabieg w miesiącu w celu podtrzymania efektów.

#### Ostrzeżenia:

Produkt przeznaczony do użytku wyłącznie na ciało.

1x opak. 1x20ml - **270,-**  
3 opak. - **260,- /opak.**

### FAT NORMALIZE Natinuel

Rewolucyjna biologiczna redukcja tkanki tłuszczowej umożliwiającą zmianę kształtu ciała i usunięcie złożeń tłuszczowych twarzy i ciała. Zabieg wskazany w celu zmniejszenia masy tkanki tłuszczowej poprzez pobudzenie apoptozy adipocytów.

#### Mechanizm działania:

- ➔ Apoptoza komórek, stosowana w przypadku nadmiaru tkanki tłuszczowej na twarzy, pozwala na zredukowanie takiego nadmiaru, bez uszkodzenia powłok twarzy.
- ➔ Apoptoza to proces biologiczny zachodzący w organizmie w celu zmniejszenia liczby komórek.
- ➔ Szczególną cechą apoptozy, która odróżnia się od martwicy tkanek, jest brak zapalenia.
- ➔ Komórka wchłaniana jest przez makrofagi bez uwalniania mediatorów stanu zapalnego.
- ➔ Literatura przedmiotu wskazuje, że dawka witaminy C (o stężeniu pomiędzy 0,12% a 0,24%) wywołuje apoptozę jeśli adipocyty pobudzają do infiltracji.
- ➔ W tym celu stosujemy Fat Normalize zawierający odpowiednie stężenie witaminy C w celu pobudzenia apoptozy.
- ➔ W przypadku twarzy zredukowanie liczby komórek umożliwia zmniejszenie objętości dolnej części twarzy, które wraz ze zwiększeniem objętości jej górnej części, optymalizuje trójkąt piękna.
- ➔ Zabieg na twarzy można również przeprowadzić na poziomie worków tłuszczowych powiek powodując ich zmniejszenie bez konieczności interwencji chirurgicznej.

### Stymulator napięcia mięśniowego - MUSCLE NORMALIZE Natinuel - 3 x 10 ml (twarz)



#### Sposób stosowania:

Produkt przygotowuje się mieszając dwa roztwory znajdujące się w opakowaniu. Następnie wykorzystuje się 1 ml produktu na cm<sup>2</sup>. Jeśli to konieczne zabieg może być powtórzony po 7 dniach.

1x opak. 3x2ml + 3x18ml - **289,-**  
3 opak. - **279,- /opak.**

### MUSCLE NORMALIZE BODY Natinuel preparat bio-stymulujący napięcie mięśniowe - 1x20 ml



#### Sposób stosowania:

Produkt przygotowuje się mieszając dwa roztwory znajdujące się w opakowaniu. Następnie wykorzystuje się 1 ml produktu na cm<sup>2</sup>. Jeśli to konieczne zabieg może być powtórzony po 7 dniach.

#### Ostrzeżenia:

Produkt przeznaczony do użytku wyłącznie na ciało.

1x opak. 1x5ml + 1x45ml - **300,-**  
3 opak. - **290,- /opak.**

KUPUJĄC WIĘCEJ - OSZCZĘDZASZ

ZADZWOŃ - WYNEGOCYJ LEPSZĄ CENĘ

**ACTIVE PEPTIDES + HA - ampułki rewitalizujące**

ACTIVE PEPTIDES + HA to intensywne rozwiązanie do bio-rewitalizacji, które poprawia vitalność skóry oraz jej ton i teksturę. Ten sterylny roztwór zawiera kwas hialuronowy Cube 3®, oferujący zwiększoną skuteczność w porównaniu do zwykłych hialuronianów, działa przywracając normalne funkcjonowanie macierzy międzykomórkowej, HA łączy się z 4 peptydami, 14 witaminami, 24 aminokwasami, 8 minerałami i koenzymami, ACTIVE PEPTIDES + HA regeneruje matową i postarzałą skórę, oferuje natchmiastową i postępującą rewitalizację, intensywne nawilżenie i stymulację fibroblastów, redukuje zmarszczki i linie, zwiększając jej świetlistość.

1x5ml - 50,-

**Mezokoktail -Dermabooster 50 (biorewitalizacja)**

- budowa włókien kolagenowych
- powstawanie nowych fibroblastów
- zagęszczenie skóry
- likwidacja widocznych zmarszczek

Formuła która łączy w sobie 50 atywnych składników z funkcjami żywienia skóry, jej biorewitalizacji, nawilżenia i wyrównania zmarszczek.

**Skład:** 23 aminokwasy, 12 witamin, 3 koenzymy, 2 antyoksydanty, kwas hialuronowy

1x5ml - 70,-

**Eye Contour Complex**

Leczenie ukierunkowane na redukcję cieni pod oczami, opuchlizny, kurczy łapek i poprawę konturu oka.

- Rozjaśnienie cieni wokół oczu
- Likwidacja „kurczy łapek”
- Zmniejszenie worków pod oczami
- Nawilżenie
- Wzmocnienie naczyń krwionośnych

**Skład:** tetrapeptyd, oligopeptyd, kwas hialuronowy, ginkgo biloba, karczoch, kumaryna, witamina C, trokserutyna.

1x5ml - 70,-

**REVITAL PEPTIDE 1500 - ampułki depigmentacyjne**

REVITAL PEPTIDE 1500 jest roztworem depigmentacyjnym, który zwalcza zmiany związane ze starzeniem się skóry właściwej, Glutation i witamina C łączy się, aby zredukować ciemne plamy, nierówny kolor skóry, zwiększyć rewitalizację skóry i pobudzić fibroblasty Zawiera również Kwas Hialuronowy Cube 3®, składnik biotechnologiczny o zwiększonej skuteczności w porównaniu do zwykłych hialuronianów, który działa przywracając prawidłowe funkcjonowanie macierzy międzykomórkowej.

1x5ml - 70,-

**Whitening & Brightening Complex**

Wybielający koktajl, ujędrniający i wyrównujący kolor skóry, substancja działa na dwóch poziomach - na poziomie melanocytów - aby zmniejszyć produkcję melaniny i powierzchniowych warstw skóry - doprowadzając do delikatnego złuszczenia w celu wyeliminowania powierzchniowych przebarwień.

Preparat można podawać : twarz, szyja, ręce

1x5ml - 70,-

**ACNE PRO ampułki seoregulujące**

Roztwór rebalansujący skórę ze złuszczałkami, antybakteryjnymi, przeciwzapalającymi i nawilżającymi składnikami odżywczymi, które poprawiają kondycję skóry, przyspieszają gojenie, łagodzą wypryski i stan zapalny. Zawiera kwas hialuronowy Cube 3®, składnik biotechnologiczny o zwiększonej skuteczności w porównaniu do zwykłych hialuronianów, który działa przywracając normalne funkcjonowanie macierzy międzykomórkowej.

1x5ml - 70,-

**HAIRCARE ampułki do włosów**

Preparat odżywia i stymuluje mieszki włosowe dla zdrowego wzrostu włosów, zalecany przy łysieniu androgennym i łysieniu telogenowym.

**Skład:** ginkgo biloba, organiczny silanol, kwas hialuronowy Cube 3®, wyciąg z wąkrotki azjatyckiej oraz czynniki wzrostu komórkowe.

1x5ml - 70,-

**Hair Care Vitalizer**

Skuteczny preparat przeciwdziałający wypadaniu włosów, pomaga również we wzroście nowych cebulek. Preparat składa się z peptydów, aminokwasów i witamin. Umożliwia penetrację składników 400 razy lepiej niż substancje podawane do skóry.

**Skład:** 23 aminokwasów, 12 witamin, 3 czynniki wzrostu, 3 koenzymy, 1 antyoksydant białkowy.

1x5ml - 70,-

**CelluSlim System**

Preparat ma za zadanie rozbić miejscowych złogów tłuszczowych, Pomaga również w poprawie krążenia krwi. Dzięki zastosowaniu tego preparatu można pozbyć się cellulitu na nogach, brzuchu i pośladkach oraz wyeliminować efekt skórki pomarańczowej, modelując sylwetkę całego ciała.

1x5ml - 70,-

KUPUJĄC WIĘCEJ - OSZCZĘDZASZ

ZADZWOŃ – WYNEGOCUJ LEPSZĄ CENĘ

Lifting PDO Thread Series

for face and body

Najnowsza technologia koreańskich liftingujących nici PDO oraz nici PDO-PLLA (z kwasem polimlekowym) w innowacyjny sposób wykorzystuje monofilament z polidoksanonu, by aplikacja była jeszcze bardziej skuteczna, efekty zabiegu wielokrotnione, a pozytywne zmiany zachodzące w tkance trwalsze. Z kolei powstałe konstrukcje rusztowań z kolagenu i elastyny zapewniają wsparcie strukturalne i mikrośrodowiskowe dla utrzymania żywotności nowopowstałych komórek progenitorowych (regeneracyjnych). Skóra staje się gładka, napięta a twarz nabiera młodzieńczego wyglądu.

**MONO PDO Thread Series** - nitka Mono to pojedyncza nić PDO. Nadaje się do każdego typu skóry. Aplikacja: okolice oczu, twarz, szyja, podbródek, ciało. Można łączyć z innymi nićmi. Długości nici: 25mm, 38mm, 50mm, 60mm, 90mm

80,-/opak. - 8,- /szt.



**TWIN PDO Thread Series** - PDO Twin to dwie ciasno skręcone nici Mono. Aplikacja: twarz, podbródek, szyja, ciało. Można łączyć z innymi nićmi. Długości nici: 38mm, 50mm, 60mm, 90mm

130,-/opak. - 13,- /szt.



**TRIPLE PDO Thread Series** - PDO Triple to trzy ciasno skręcone nici Mono. Aplikacja: twarz, podbródek, szyja, ciało. Można łączyć z innymi nićmi. Długości nici: 38mm, 50mm, 60mm, 90mm

140,-/opak. - 14,- /szt.



**SCREW PDO Thread Series** - PDO Screw to nić mono w kształcie sprężynki, która oplata igłę do jej aplikacji. Aplikacja: twarz, podbródek, szyja, ciało. Można łączyć z innymi nićmi. Długości nici: 25mm, 38mm, 50mm, 60mm, 90mm

130,-/opak. - 13,- /szt.



**TORNADO SCREW PDO Thread Series**

PDO Tornado Screw to dwie nici mono w kształcie sprężynki, która oplata igłę do jej aplikacji. Aplikacja: twarz, podbródek, szyja, ciało. Można łączyć z innymi nićmi. Długości nici: 38mm, 50mm, 60mm, 90mm

140,-/opak. - 14,- /szt.



**Eye Thread (Mono/Cannula)**

PDO Eye Mono Cannula to nić osadzona na kaniuli, by uniknąć zasinień podczas aplikacji delikatnych okolic oczu. Aplikacja: służy do wygładzania „kurzych łapek”, zmarszczek w okolicy oczu oraz niwelowanie worków pod oczami. Długości nici: 38mm

180,-/opak. - 18,- /szt.

**Eye Thread (Screw/Cannula)**

PDO Eye Screw Cannula to nić w kształcie sprężynki osadzona na kaniuli, by uniknąć zasinień podczas aplikacji delikatnych okolic oczu. Aplikacja: służy do wygładzania „kurzych łapek”, zmarszczek w okolicy oczu. Długości nici: 38mm

180,-/opak. - 18,- /szt.

**Nose Thread**

PDO Nose Thread to „zębata” nitka w kształcie ciernia, która stymuluje wewnętrzny proces gojenia pacjenta w celu ponownego ukształtowania nosa. Nić Nose spowoduje uniesienie grzbietu nosa albo skurcz nosa. Jest to prosta i bezpieczna metoda korekty nosa w porównaniu z chirurgiczną plastyką nosa. L-type kaniula Aplikacja: służy do korekty kształtu nosa. Długości nici: 38mm, 50mm

70,-/opak. - 35,- /szt.

**COG TYPE Combi Thread (Multi-Directional)** - igła - COG Combi Type jest to nić osadzona na igle w kształcie wielokierunkowego „drotu kolczastego”.

Aplikacja: doskonale nadaje się do mocnych, długotrwałych efektów liftingujących twarzy. Można łączyć z innymi nićmi. Długości nici: 60mm, 90mm

120,-/opak. - 60,- /szt.

**COG TYPE Combi Thread (Multi-Directional)** -

COG Combi Type jest to nić osadzona na kaniuli typu U/W w kształcie wielokierunkowego „drotu kolczastego”.

Aplikacja: doskonale nadaje się do mocnych, długotrwałych efektów liftingujących twarzy. Można łączyć z innymi nićmi. Długości nici: 60mm, 90mm

120,-/opak. - 60,- /szt.

**Cog Combi Multi Directional Canulla 4D**

Cog Thread 360o to nitka osadzona na O-type kaniuli, gdzie haczyki ułożone są w dwóch kierunkach i spiralnie oplatają nić dookoła 360o.

Aplikacja: doskonale nadaje się do mocnych, długotrwałych efektów liftingujących twarzy. Można łączyć z innymi nićmi. Długości nici: 70mm, 100mm

120,-/opak. - 60,- /szt.

**Cog Combi Multi Directional Canulla 4D**

Cog Thread 360o Cannula to nitka osadzona na U/W-type kaniuli, gdzie haczyki ułożone są w jednym kierunku i spiralnie oplatają nić dookoła 360o.

Aplikacja: doskonale nadaje się do mocnych, długotrwałych efektów liftingujących twarzy. Można łączyć z innymi nićmi. Długości nici: 70mm, 100mm

Cena: 60,00zł/szt. / 120zł/opak

120,-/opak. - 60,- /szt.

**Cog Thread Bi Direction Cannula**

Cog Thread 360o to nitka osadzona na U/W-type kaniuli, gdzie haczyki ułożone są w dwóch kierunkach i spiralnie oplatają nić dookoła 360o.

Aplikacja: doskonale nadaje się do mocnych, długotrwałych efektów liftingujących twarzy. Można łączyć z innymi nićmi. Długości nici: 100mm

120,-/opak. - 60,- /szt.

Koreańskie nici PDO-PLLA (z kwasem polimlekowym)

Mono Thread  
Długości nici: 25mm, 60mm

50,-/opak. - 25,- /szt.

Screw Thread  
Długości nici: 38mm, 60mm

60,-/opak. - 30,- /szt.

COG Thread  
Długości nici: 60mm, 90mm, 100mm

400,-/opak. - 90,- /szt.

KUPUJĄC WIĘCEJ - OSZCZĘDZASZ

ZADZWOŃ - WYNEGOCYJ LEPSZĄ CENĘ

Dwuetapowe maski DIZAO znane są i cenione na całym świecie. Maski produkowane są tylko z naturalnych składników. Brak jakichkolwiek zagęszczaczy (np. guma ksantanowa) oraz środków konserwujących powoduje, że skóra wchłania tylko cenne naturalne składniki odżywcze, nawilżające, stymulujące odnowę oraz liftingujące. Efekt po zastosowaniu maski porównywalny jest z wizytą w salonie kosmetycznym. Maski ze względu na jednorazowe opakowanie stosowane mogą być po zabiegach mezoterapii potęgując jej efekty. Opakowanie zawiera oprócz maski krem hialuronowy, który przedłuża działanie maski.

Zaleca się po wszystkich zabiegach kosmetycznych i estetycznych oraz jako przedłużenie do pielęgnacji domowej.

5 szt. - **10,- /szt.** 10 szt. - **9,- /szt.** + 1 szt. gratis



BIO BOTO maska na twarz i szyję z biopeptydami.



Maska kolagenowa do twarzy i szyi Dizao z ekstraktem z zielonej herbaty.



Lifting-Maska na twarz i szyję z Biozlotem.



Maseczka do twarzy i szyi wybielająco-ujędniająca z ekstraktem z cytryny.



3 w 1 Oil control - przeciwutleniacz Maska na twarz i szyję 100% naturalne błoto.



Odżywcza maska na twarz i na szyję z bioz lotem i masłem karite.



Lifting-Maska kolagen i koenzym Q10 anti age efekt. Maska na twarz i szyję.



Maseczka do twarzy i szyi wybielająco-ujędniająca z ekstraktem ze ślimaka.



DIZAO Maseczka do twarzy i szyi z efektem przeciwutleniającym na bazie żurawiny.



Maska do twarzy i szyi Dizao z ekstraktami z lawendy.



Ekstrakt z czarnej perły, wybielająca, nawilżająca. Tzw. czarne złoto maska.



Silnie odżywcza maska na twarz, podbródek i szyję z hialuronowym wypełniaczem zmarszczek.



Maska do twarzy i szyi Dizao z perłowym pudrem



Maska mocno rewitalizująca z dodatkiem ekstraktu z czarnych alg morskich

**Maski zawierają płót kolagenowy obejmujący twarz, podbródek i szyję oraz krem, który wystarcza na 3-4 razy.**